



レーザー脱毛で

魅せる肌

を手に入れる

LightSheer<sup>®</sup>

安全で確実な医療用レーザー


医療用ダイオードレーザー

LightSheer®を使ったレーザー脱毛は、安全で確実な脱毛処理ができます。

## レーザー脱毛

レーザー脱毛は、毛に含まれるメラニン組織にレーザーの光を吸収させ、毛の組織を破壊する脱毛方法です。メラニン組織は肌にも含まれているため、毛の生えている周囲の肌を保護しつつ、毛に含まれるメラニンのみを破壊するようにレーザーを照射する必要があります。

LightSheer® DUET  
High Speed Permanent Hair Reduction



LightSheer® DESIRE


LightSheerは、メラニンに吸収されやすい「ゴールドスタンダード」のレーザーを2つの高度な技術、ChillTipとHigh-Speed Integrated Technology (HIT) テクノロジーによってより効果的に発揮させて脱毛をおこないます。

## ChillTip™ テクノロジー



ChillTipコンタクトクーリングで皮膚を連続冷却することにより、痛みはほとんどなく、麻酔も必要ありません。

皮膚を圧縮し、表皮付近にある毛包を回転させてメラニンを減少させます。また、パワー設定によって、様々な部位の毛にも対応できます。




## High-Speed Integrated Technology (HIT™) テクノロジー




皮膚を吸引してエネルギー源に近づけ、広がった皮膚へ効果的にエネルギーを伝えます。

吸引によって皮膚の広い面積の触覚を刺激するので痛みはほとんどありません。また、広い部位を短時間で施術することができ、冷却や麻酔は必要ありません。



## むだ毛の処理



むだ毛の処理には、かみそりや除毛剤、電気針を使った処理など様々な方法がありますが、痛みを伴ったり、炎症を起こすことが少なくありません。このような肌への負担は、しみ（炎症後色素沈着）や毛穴の開き（開大毛穴）などを引き起こすこともあります。

毛根の組織に含まれるメラニンに吸収されたレーザーは熱となり毛根・毛乳頭の組織や周辺の毛包の組織を破壊します。そのため、通常のレーザー脱毛方法では痛みが伴う場合があります。

## レーザー脱毛の治療回数



1回脱毛したら、その部分からは二度と毛が生えてこないと思っている方も多いと思いますが、実は脱毛できる毛とできない毛があります。脱毛できるのは毛乳頭や毛根がある毛だけで、毛周期にある休止期の毛は毛乳頭や毛根がないので脱毛できません。


さらに、レーザーの熱を毛包に当てる必要がありますので、休止期の毛が成長期に入ってから脱毛することになります。休止期の毛が生えてきて、脱毛したはずの場所から毛が生えてきたように見えることもあります。

治療回数は脱毛する部位や状況によって異なりますので、詳しくは担当医師もしくはスタッフにご相談ください。


**Before**

**After**  
(4回施術後)

あご



わき



うで

